

# ●そのAEDは本当に使えますか！？●

いざというときに、AED（自動体外式除細動器）がきちんと使えるように日ごろから点検しましょう。

**日ごろの点検が、大切な命を救います。**

- ・インジケータの確認（AEDが正常に動くかどうかを確認するためのランプや画面）
- ・消耗品の交換（電極パッドやバッテリーには使用期限や寿命があります。使用期限が来たら交換しましょう）
- ・耐用期間の確認（AED本体の耐用期間は、使用環境、稼働時間や使用回数などを考慮し、製造・販売会社が設定しています。取扱説明書を必ず確認しておきましょう）

○継続的な点検が大事です。点検の記録をつけ、定期的にチェックする習慣をつけましょう。

○不明な点がある場合は、製造・販売会社に問い合わせてください。